

Колко време ще отнеме изследването

Ехокардиографското изследване продължава средно около 30 - 40 минути.

Как ще получа моите резултати

Резултатите от изследването ще получите веднага след края му, заедно с амбулаторен лист от лекуващия Ви лекар.



Важна информация

Моля носете цялата си предходна медицинска документация.
Прегледите и консултациите в кабинетите по Кардиология се провеждат след предварително записан час.
Можете да запишете комбинирана услуга преглед с Ехокардиография.



ACIBADEM CITYCLINIC

СЪРДЕЧНО-СЪДОВ ЦЕНТЪР


София 1407, ул. Околовръстен път 127
0700 13 127 ✉ cardio@acibademcityclinic.bg
f www.facebook.com/acibademcityclinic.bg
www.acibademcityclinic.bg



ACIBADEM CITYCLINIC

СЪРДЕЧНО-СЪДОВ ЦЕНТЪР

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ (СЪРДЕЧЕН УЛТРАЗВУК)





КАРДИОЛОГИЯ

информация
за пациента

ЕХОКАРДИОГРАФИЯТА

е безболезнено изследване, което представя движещи се картини на сърцето чрез използване на звукови вълни. Това изследване позволява на лекаря кардиолог да наблюдава биещото сърце, неговата форма и размери, състоянието на сърдечните кухини и клапи. Наличието на доплер в апарата дава възможност да се види и движението на кръвта в сърцето. По време на изследването се чува звукът от движението на кръвта през сърдечните кухини, както и звукът от отварянето и затварянето на сърдечните клапи.



Как се провежда

Ехокардиографията е неинвазивно изследване – лекарят поставя контактен гел върху кожата на пациента и с помощта на трансдюсер, поставен върху кожата, на екрана на ехографския апарат се визуализира сърцето.

Преди изследването

Не се изисква специална предварителна подготовка за това изследване. Може да сте се хранили, както и да сте приели обичайните си за деня лекарства.

По време на изследването

Помещението, в което се извършва ехокардиографията, е слабо осветено. Ще бъдете помолени да свалите дрехите си до кръста и да легнете на лявата си страна върху пациентската кушетка. Върху

наконечника на апарата, наречен трансдюсер или сонда, се поставя гел. Сондата изпраща и получава звукови вълни. Гелът помага за преминаването на звуковите вълни между сондата и кожата на гърдите. Звуковите вълни се превръщат в движещи се картини на сърцето върху екрана на апарата. Структурите на сърцето се виждат в бяло, а кръвта или друг вид течност – в черно.

По време на изследването може да бъдете помолени да промените позицията на тялото си или да задържите дишането си за кратко време. Получените образи от изследването могат да бъдат записани на хартия или на електронен носител, след което ще бъдат обработени от лекаря кардиолог.

След изследването

Ако е направено в извънболнична среда, можете веднага да се върнете към обичайната си активност и начин на живот.